

ヘーベル鉗子


HEBEL FORCEPS

- ▶ 浮いた残根をそのまま鉗子で掴める！
- ▶ 「脱臼」と「抜歯」をこれ一本！
- ▶ ヘーベル部先端は取り替え可能！




全長 = 最短時：145mm ・ 最长時：155mm


▶ HOW TO USE



1. ヘーベル側で脱臼します。



2. 浮いた残根を鉗子側で掴みます。



3. そのまま抜歯します。

商品説明
ムービーは
コチラ！



商品名：ヘーベル鉗子 標準価格：65,000円 一般的名称：歯科用エレベータ 産出番号：0982X00010000382

<お問い合わせ>

歯科用インスツルメント 〒112-0001
株式会社 **タスク** 東京都文京区白山 2-38-14 白山 CT ビル 5F
TEL: 03-5615-8827 FAX: 03-5615-8837

<製造販売元>

株式会社 **シオダ** 〒321-0517
栃木県那須烏山市東原 53

<http://www.task-inc.net>

新製品のご紹介・カタログのダウンロード、
お得なセール情報などは、ホームページで！

